

مدت زمان و نحوه نگهداری نمونه های کلینیکی در
آزمایشگاه تشخیص طبی

مدت زمان و نحوه نگهداری	نوع نمونه	
هماتولوژی		
۲ روز پس از گزارش نتیجه (۲-۸ درجه) ۳ ماه (۲۰- درجه) ۷ روز (۲۶- ۱۸ درجه) یکسال (۲۶- ۱۸ درجه)	<u>نمونه</u> نمونه CBC و پلاسما ی آزمون های معمول انعقادی نمونه پلاسما جهت آزمونهای انعقادی اختصاصی گسترش خون محیطی (طبیعی) گسترش خون محیطی (غیر طبیعی)	
بیوشیمی		
۷ روز بعد از گزارش دهی (۲-۸ درجه) ۲۴ ساعت پس از اتمام آزمایش (۲-۸ درجه)	<u>نمونه</u> سرم، پلاسما، خون جهت آزمایش های معمول بیوشیمی سایر مایعات بدن (ادرار، مایع مغزی نخاعی،)	
ایمونولوژی		
۷ روز پس از گزارش دهی (۲-۸ درجه)	<u>نمونه</u> سرم، پلاسما، مایع مغزی نخاعی، ادرار	
میکروب شناسی		
۲ روز پس از گزارش نتیجه (۲۶- ۱۸ درجه) پس از گزارش نتیجه امحا گردد. کشت منفی پس از گزارش نتیجه امحا گردد. کشت مثبت ۷ روز پس از گزارش نتیجه امحا گردد. (۳۷ درجه)	<u>نمونه جهت کشت و آنتی بیوگرام</u> کشت تمام نمونه ها (بجز ادرار و خون) ادرار (کشت و آنالیز) خون	
پس از گزارش دهی امحا گردد. ایمونوفلورسنت ۷ روز ، گرم ۲ هفته ذیل نلسون ۶ هفته ، سایر رنگ آمیزی ها ۲ هفته (۲۶- ۱۸ درجه)	<u>گسترش</u> مرطوب رنگ شده	

انگل شناسی	
نمونه مدفوع	پس از گزارش دهی امحا گردد.
پاتولوژی - سیتولوژی	
سوابق گزارش آسیب شناسی تشریحی و مغز استخوان - سیتوپاتولوژی	۱۰ سال
<u>نمونه</u> باقی مانده نمونه ارسالی اسلاید های آسیب شناسی و بلوک های بافتی اسلایدهای سیتوپاتولوژی اسلاید های اسپیراسیون سوزنی	۴ هفته پس از گزارش دهی نهایی ۱۰ سال ۵ سال ۱۰ سال